## 2. Cultivo celular primário

- 1. Os tecidos devem ser coletados de fetos ou animais jovens (devido a maior taxa de células em mitose), e acondicionados para transporte em solução salina (NaCl a 0,9%) estéril. Quanto menor for o período de tempo entre a coleta e a realização do cultivo primário, maior será a probabilidade de sucesso no cultivo.
- 2. Com o auxílio de material cirúrgico estéril (bisturi, lâminas e pinças) e placas de Petri (estéreis), sob condições de anti-sepsia, os tecidos devem ser picados e lavados em solução salina para remover gordura e hemácias.
- 3. Em seguida, a solução salina é desprezada e o material acondicionado em frascos com tripsina 0,25%, e levado ao banho-maria a 37°C por 30 minutos.
- 4. Remover o sobrenadante através de filtragem em gaze estéril, e adicionar novamente tripsina a 0,25% em abundância ao tecido macerado.
- 5. Após, colocar o tecido macerado em suspensão de tripsina por 30 minutos em agitador magnético, preferencialmente a 4°C.
  - 6. Em seguida, filtrar o material em gaze estéril. Nesse passo observa-se o desprendimento do parênquima glandular. A porção sólida (não desintegrada) é desprezada e a porção líquida, contendo a tripsina e as células individualizadas, é acondicionada em tubos de cultivo, centrifugada a 3000 rpm por 10 minutos.
  - 7. O sobrenadante é desprezado e o *pellet* ressuspenso em 5mL de MEM suplementado com 5X de antibiótico (MEM 5X).
- 8. Após nova centrifugação, troca-se o meio por 2 a 4 vezes, ressuspendendo o *pellet* de células com MEM 5X. Esse passo tem como objetivo remover sujidades, principalmente hemácias, que são tóxicas às células quando essas são transferidas para as placas ou garrafas de cultivo.
- 9. Em seguida, ressuspender o *pellet* em MEM contendo 1X de antibiótico, adicionando-se 20% de soro fetal bovino (SBF). As células são transferidas para garrafas de cultivo (T-25) ou placas de poliestireno de 6 cavidades.

## PROTOCOLOS DO SETOR DE VIROLOGIA – UFSM

2019

10. Mantêm-se as células em estufa a 37°C. A manutenção em estufa de CO<sub>2</sub>, principalmente nas primeiras horas após a realização do cultivo primário, parece permitir a sobrevivência de um número maior de células.